

VibraLITE® Mini

Schnellstart Übersicht

Hinweis: Um eine Funktion einzustellen, MÜSSEN DIE ZIFFERN, die Sie einstellen möchten, **BLINKEN**.

ZEIT & KALENDER: Stunden, Minuten, Sekunden & Datum einstellen.

Taste „MODE“ drücken um die Anzeige "UHRZEIT" aufzurufen.

Taste „SET“ gedrückt halten, bis die Stundenziffern blinken.

Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die gewünschte Zeit einzustellen.

Taste „MODE“ drücken, bis die Minutziffern blinken.

Taste „ST/STP“ drücken um die Minuten einzustellen.

Sekunden, Monate, Wochentag, und Jahr weiter einstellen, indem Sie die Tasten „MODE“ & "ST/STP" drücken.

Drücken Sie die Taste „SET“ um die eingestellten Informationen zu speichern.

DATUM ANSEHEN: Im Anzeigemodus „UHRZEIT“ Taste „ST/STP“ drücken.

ALARME: Es können bis zu 12 Alarme eingestellt werden.

Taste „MODE“ drücken um die Anzeige „ALM“ aufzurufen.

Taste „SET“ gedrückt halten, bis die Alarmziffern blinken.

Drücken Sie Taste „ST/STP“ um den gewünschten Alarm einzustellen („01“ – „12“).

Taste „MODE“ drücken bis die Stundenziffern blinken.

Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die gewünschte Zeit einzustellen.

Taste „MODE“ drücken, bis die Minutziffern blinken.

Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die Minuten einzustellen.

Drücken Sie die Taste „SET“ um die eingestellten Informationen zu speichern **ODER**

drücken Sie die Taste „MODE“ während die Minutziffern blinken und drücken anschließend die Taste „ST/STP“ um zum nächsten Alarm zu kommen.

COUNTDOWN-TIMER: Zählt bis zu max. 23 Stunden, 59 Minuten, und 59 Sekunden. Ist so eingestellt, dass die programmierte Zeitabzählung automatisch wiederholt wird, wenn der Timer Null erreicht.

Taste „MODE“ drücken um die Anzeige "TMR" aufzurufen.

Taste „SET“ gedrückt halten, bis die Stundenziffern blinken.

Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die gewünschte Zeit einzustellen.

Minuten und Sekunden weiterhin über die Tasten „MODE“ & „ST/STP“ einstellen.

Taste „MODE“ drücken und „REP“ wird angezeigt, wobei die Ziffern blinken bei „ON“ oder „-“ für aus.

Drücken Sie Taste „ST/STP“ um REPEAT „ON“ oder „OFF“ zu stellen.

Drücken Sie die Taste „SET“ um die eingestellten Informationen zu speichern.

Optionen: Vibration, Ton, oder beides

Taste „MODE“ drücken um die Anzeige „OPT“ aufzurufen.

Taste „SET“ drücken und „VIB“ wird angezeigt, wobei die Ziffern blinken bei „ON“ oder „-“ für aus.

Drücken Sie Taste „ST/STP“ um REPEAT „ON“ oder „OFF“ zu stellen.

Taste „MODE“ drücken und „SND“ wird angezeigt, wobei die Ziffern blinken bei „ON“ oder „-“ für aus.

Drücken Sie Taste „ST/STP“ um REPEAT „ON“ oder „OFF“ zu stellen.

Taste „MODE“ drücken und „BUTN“ wird angezeigt, wobei die Ziffern blinken bei „ON“ oder „-“ für aus.


Drücken Sie Taste „ST/STP“ um REPEAT „ON“ oder „OFF“ zu stellen.

Drücken Sie die Taste „SET“ um die eingestellten Informationen zu speichern.

SPERRFUNKTION:

Verhindernd zufällige Veränderungen der programmierten Einstellungen.

Im Modus „UHRZEIT“ Tasten „MODE“

und „SET“ gleichzeitig drücken, um diese Funktion zu aktivieren.  Nachmals

wiederholen, um die Funktion zu deaktivieren.

DETAILLIERTE ANWEISUNGEN:

Uhrzeitmodus

✓ Stunde, Minute, Sekunde, und Tag einstellen und sehen.

✓ Taste „ST/STP“ drücken, um Datum zu sehen. Anzeige schaltet automatisch zur UHRZEIT zurück.

Anweisung zum Programmieren des Uhrzeit-Modus:

1) Taste „MODE“ drücken um die Anzeige „UHRZEIT“ aufzurufen.

2) Taste „SET/RST“ gedrückt halten, bis die Zahl „01“ blinkt. Die Stundenziffern werden blinken.

3) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die gewünschte Stunde einzustellen. Im 12-Stundenformat wird links am Bildschirmrand „PM“ in einem Kästchen angezeigt, wenn eine Uhrzeit nach Mittag eingestellt wird. Wenn eine Uhrzeit vor Mittag eingestellt ist, wird das Kästchen leer sein.

4) Drücken Sie Taste „MODE“. Die Minutziffern werden blinken.

5) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die Minuten einzustellen.

6) Drücken Sie Taste „MODE“. Die Sekundenziffern werden blinken.

7) Drücken Sie ggf. die Taste „ST/STP“ um die Sekunden auf null (00) zurückzusetzen.

8) Drücken Sie Taste „MODE“. Der Monat wird blinken.

9) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um den Monat einzustellen. (1-12)

10) Drücken Sie Taste „MODE“. Der Tag wird blinken.

11) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um den Tag einzustellen. (1-31)

12) Drücken Sie Taste „MODE“. Die Ziffern des JAHRES werden blinken.

13) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um das Jahr einzustellen.

14) Drücken Sie die Taste „SET“ um die eingestellten Informationen zu speichern.



Hinweis: Wenn die Einstellung des Alarmmodus

unterbrochen wird und innerhalb von 2 1/2 Minuten keine Taste gedrückt wird, so wird das Blinken aufhören und die

am Bildschirm angezeigten Einstellungen werden übernommen. Schließen Sie die Einstellungen ab indem

Sie Schritt 1 und 2 und die anderen Schritte dementsprechend wiederholen.

ALARM-MODUS:

✓ Programmieren Sie bis zu 12 Alarme täglich.

✓ Alarm wird entsprechend den Einstellungen im OPTIONS-Modus ausgelöst (Ton, vibrieren, beides).

✓ Ein Alarm ertönt etwa 20 Sekunden und wird dann automatisch stummgeschaltet. Aktivierte Alarmsignale können manuell unterbrochen werden indem Sie die Taste „ST/STP“ einmal drücken (um Batterien zu schonen).

✓ Programmierte Alarmzeiten werden täglich entsprechend der im UHRZEIT-Modus eingestellten Zeiten aktiviert.

Anweisung zum Programmieren des Alarmmodus:

1) Taste „MODE“ drücken bis „ALM“ am oberen Bildschirmrand angezeigt wird. „OFF“ wird nach etwa 2 Sekunden angezeigt (oder, falls eine Alarmzeit bereits programmiert wurde, wird die zuletzt eingestellte Zeit angezeigt.)

2) Taste „SET“ gedrückt halten, bis die Zahl im Kästchen am unteren Bildschirmrand blinkt.

3) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um den gewünschten Alarm einzustellen („01“ – „12“).

4) Drücken Sie Taste „MODE“. Die Stundenziffern werden blinken.

5) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die gewünschte Stunde einzustellen.

Hinweis: Im 12-Stundenformat wird links am Bildschirmrand „PM“ in einem Kästchen angezeigt, wenn eine Uhrzeit nach Mittag eingestellt wird. Wenn eine Uhrzeit vor Mittag eingestellt ist, wird das Kästchen leer sein.

6) Drücken Sie Taste „MODE“. Die Minutziffern werden blinken.

7) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die Minuten einzustellen.

8) Drücken Sie die Taste „SET“ um die programmierten Informationen zu speichern ODER drücken Sie die Taste „MODE“ während die Minutziffern blinken und

drücken anschließend die Taste „ST/STP“ um zum nächsten Alarm zu kommen. Wiederholen Sie Schritt 4 bis 8.

Hinweis: Wenn die Einstellung des Alarmmodus unterbrochen wird und innerhalb von 2 1/2 Minuten keine Taste gedrückt wird, so wird das Blinken aufhören und die am Bildschirm angezeigten Einstellungen werden übernommen. Der Bildschirm wird sich automatisch in den Modus „UHRZEIT“ zurückstellen. Falls gewünscht neu einstellen.

Weckfunktion AN/AUS:

1) Taste „MODE“ drücken bis „ALM“ am oberen Bildschirmrand angezeigt wird. Der zuletzt angezeigte Alarm wird nach etwa 2 Sekunden angezeigt.

2) Drücken Sie Taste „SET“ um den gewünschten Alarm auszuwählen.

3) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um den gewählten Alarm ein- bzw. auszuschalten.

Hinweis: Wenn der Alarm aktiviert ist (ON), erscheint die Alarmzeit. Wenn der Alarm deaktiviert ist, wird das Wort „OFF“ am oberen Bildschirmrand angezeigt.

Hinweis: Lesen Sie die Programmieranweisungen für den OPTIONS-Modus um ALLE Alarmfunktionen an- oder auszustellen und wählen Sie OFF oder ON für Vibration oder Ton.

COUNTDOWN-TIMER

✓ Programmieren Sie einen Timer bis zu 23 Stunden, 59 Minuten, und 59 Sekunden.

✓ Wenn der Timer Null (0:00:00) erreicht, werden die eingestellten Alarmsignale automatisch 20 Sekunden lang aktiviert und schalten sich automatisch wieder aus. Aktivierte Alarmsignale können manuell unterbrochen werden indem Sie die Taste „ST/STP“ einmal drücken (um Batterien zu schonen).

✓ Option „REPEAT“ (Wiederholen) kann an/ausgestellt werden „ON“ oder „OFF“.

Wenn REPEAT aktiviert ist („ON“), wird die programmierte Zeitabzählung automatisch wiederholt, wenn der Timer Null erreicht (0:00:00).

Anweisung zum Programmieren des Countdown-Timermodus:

1) Taste „MODE“ drücken bis „ALM“ am oberen Bildschirmrand angezeigt wird.

2) Taste „SET“ gedrückt halten, bis die Stundenziffern blinken.

3) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die gewünschte Stunde einzustellen.

4) Drücken Sie Taste „MODE“. Die Minutziffern werden blinken.

5) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die Minuten einzustellen.

6) Drücken Sie Taste „MODE“. Die Sekundenziffern werden blinken.



- Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die Sekunden einzustellen.
- Drücken Sie Taste „MODE“. Am oberen Bildschirmrand wird „REP“ (für Wiederholen) angezeigt, und am oberen Bildschirmrand wird „ON“ oder „-“ im Kästchen unten rechts wird blinken, wenn die Funktion deaktiviert ist.
- Drücken Sie Taste „ST/STP“ um REPEAT „ON“ oder „-“ (aus) zu stellen.
- Drücken Sie die Taste „SET“ um die eingestellten Informationen zu speichern.



Hinweis: Wenn die Einstellung des Countdown-Timers unterbrochen wird und innerhalb von 2 1/2 Minuten keine Taste gedrückt wird, so wird das Blinken aufhören und die am Bildschirm angezeigten Einstellungen werden übernommen. Schließen Sie die Einstellungen ab indem Sie Schritt 2 nötigenfalls wiederholen. Display zeigt weiterhin die Countdown-Zeit an. Taste „MODE“ drücken um den Modus UHRZEIT aufzurufen.

Countdown-Timer starten/stoppen:

- In der entsprechenden Anzeige für Countdown-Modus drücken Sie die Taste „ST/STP“ um den Countdown zu starten. Das Symbol „Countdown-Timer“ unterhalb der Stundenziffern wird blinken.
- Drücken Sie die Taste „ST/STP“ um den Countdown zu stoppen.



Die verbleibende Zeit wird angezeigt.

Hinweis: Wenn die REPEAT-Funktion für den Countdown aktiviert ist und das Alarmsignal ebenfalls aktiviert ist, drücken Sie die Taste „ST/STP“ zwei Mal um den Countdown zu stoppen.

- Drücken Sie die Taste „ST/STP“ um den Countdown fortzusetzen.

Schnelles zurücksetzen der ursprünglichen Countdown-Zeit:

- Taste „SET“ gedrückt halten, bis die vorher eingestellte Countdown-Zeit auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste „ST/STP“ um die vorher eingestellte Zeit nochmals zu starten.

OPTIONS-MODUS:

- ✓ VIBRATIONS- und TON-Signale können „ON“ oder „OFF“ gestellt werden. Die Signale, die aktiviert sind werden durch voreingestellte Tagesalarme, Countdown-Timer und Tastenton aktiviert.

Hinweis: Falls Tastenton eingestellt ist („ON“), zeigt je nach Einstellung (Vibration, Ton, oder beides) an, wenn die Taste „MODE“ gedrückt wird. Somit können die aktuellen Alarmfunktionen schnell überprüft werden. Tastenton ermöglicht eine einfache Überwachung der Batteriestärke für Vibrations- und Tonsignale.

Anweisung zum Programmieren des Optionsmodus:

- Taste „MODE“ drücken bis „OPT“ am oberen Bildschirmrand angezeigt wird. „VIB“ wird nach etwa 2 Sekunden angezeigt.
- Taste „SET“ gedrückt halten, bis „ON“ oder „-“ (aus) im Kästchen am unteren Bildschirmrand blinkt.
- Drücken Sie Taste „ST/STP“ um Vibration „ON“ oder „OFF“ zu stellen.
- Drücken Sie Taste „MODE“. „SND“ für Ton wird am oberen Bildschirmrand angezeigt. „ON“ oder „-“ (aus) wird im Kästchen unten rechts blinken.
- Drücken Sie Taste „ST/STP“ um den Ton „ON“ oder „OFF“ zu stellen.
- Drücken Sie Taste „MODE“. „BUTN“ wird am oberen Bildschirmrand angezeigt. „ON“ oder „-“ (aus) wird im Kästchen unten rechts blinken.
- Drücken Sie Taste „ST/STP“ um das Tastensignal „ON“ oder „OFF“ zu stellen.
- Drücken Sie die Taste „SET“ um die eingestellten Informationen zu speichern.



Hinweis: Wenn die Einstellung des Optionsmodus unterbrochen wird und innerhalb von 2 1/1 Minuten keine Taste gedrückt wird, so wird das Blinken aufhören und die am Bildschirm angezeigten Einstellungen werden übernommen. Der Bildschirm wird sich automatisch in den Modus „UHRZEIT“ zurückstellen. Falls gewünscht neu einstellen.

Schnellanzeige der aktuellen Einstellungen im Optionsmodus:

- Taste „MODE“ drücken bis „OPT“ am oberen Bildschirmrand angezeigt wird. „VIB“ wird nach etwa 2 Sekunden angezeigt. Falls Vibration aktuell aktiviert ist, wird das Wort „ON“ am unteren Bildschirmrand angezeigt. Falls es deaktiviert ist, wird „-“ angezeigt.
- Drücken Sie die Taste „ST/STP“ mehrmals um andere aktuelle Einstellungen im Optionsmodus zu sehen. („SOUND“, „BUTTON“)

SPERRFUNKTION:

- ✓ Sperrfunktion für Tasten „MODE“, „ST/STP“ und „SET“ nach Abschluss der Programmierung. In der Sperrfunktion kann Modus, Zeit, Countdown, und Alarmeinstellungen nicht zufälligerweise verändert werden.
- ✓ In diesem Modus kann das Datum nicht angezeigt werden
- ✓ Sie können das Alarmsignal immer noch durch Tastendruck abbrechen (um Batterie zu schonen).

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „MODE“ und „SET“ im Modus UHRZEIT, um die Sperrfunktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Wenn die Sperrfunktion aktiviert wird, erscheint da Sperrsymbol am Bildschirm.



Hintergrundbeleuchtung: (HINTERGRUNDBELEUCHTUNG)

Drücken Sie die Taste „LIGHT“ um die Hintergrundbeleuchtung an zu stellen. Das Licht bleibt etwa 3 Sekunden lang an und schaltet sich dann automatisch aus, wenn keine andere Taste gedrückt wird. Licht wird an bleiben wenn innerhalb von 3 Sekunden eine andere Taste gedrückt wird.

BATTERIE:

Standard 3 Volt Lithium CR1632 wird benötigt. Batterie muss von qualifiziertem Personal ersetzt werden, um die Wasserfestigkeit zu gewährleisten. Batterie kann vom Verbrauch ersetzt werden, wenn der O-Ring zur Wasserfestigkeit korrekt eingesetzt wird. Sie benötigen einen Schraubendreher (Kreuzschlitzschraubendreher Größe 00), um die 6 kleinen Schrauben zu lösen. Komplette Anweisungen finden Sie unter www.vibrallite.com.

Die Lebensdauer der Batterie hängt vom Gebrauch der Vibrations- und Tonfunktionen für Alarm und Countdown-Timer sowie der Hintergrundbeleuchtung ab. Beispiele sind: Geschätzte Batteriedauer bis zu 2 Jahren, wenn 20-Sekunden-Vibration ein Mal täglich benutzt wird; etwa 2 1/2 Monate, wenn 20-Sekunden-Vibration 12 Mal täglich benutzt wird.

WICHTIGE HINWEISE:

VibraLITE Armbanduhren sollten nicht beim Schwimmen, Tauchen, oder unter der Dusche getragen werden.

1 JAHR EINGESCHRÄNKTE GARANTIE:

Ihre **VibraLITE® Mini** Armbanduhr ist garantiert ein Jahr ab dem Original Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern. Wir empfehlen, dass Sie den Kaufbeleg als Beweis des Kaufdatums aufbewahren. Dies ist eine eingeschränkte Garantie und umfasst ausschließlich Uhrfunktionen. Diese Garantie umfasst nicht die Batterie, das Armband, das Gehäuse, oder Kristalle, da diese normaler Abnutzung ausgesetzt werden. Diese Garantie verfällt wenn die Armbanduhr verändert wurde, geöffnet, missbraucht, oder extremen Umfeldern ausgesetzt wurde, für die sie nicht entwickelt wurde, sowie auch im Falle von Reparaturen von einem nicht-qualifiziertem Servicecenter. Während der Garantiedauer schicken Sie die Armbanduhr, mit datiertem Kaufbeleg und in einer sicheren Verpackung, versichert und mit bezahltem Porto zurück. Nachnahmelieferungen werden nicht angenommen. Bitte legen Sie eine Begründung für die Rücksendung bei sowie Ihre Anschrift und für Porto in den USA USD 10,00 (Scheck, Geldanweisung, Visa, Master Card, American Express, oder Discover). Für Preise in anderen Ländern setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Service:

Bevor Sie die Uhr an uns zurückschicken, überprüfen Sie bitte die Batterie bzw. versuchen Sie, die Uhr in den Fabrikzustand zurückzusetzen, indem Sie alle 4 Tasten gleichzeitig drücken, bis die Anzeige gelöscht wird. Zurücksetzen, indem Sie alle 4 Tasten nochmals drücken, und neu programmieren.

REPARATUR AUSSERHALB DER GARANTIEDAUER: Folgen Sie den gleichen Versandanweisungen wie für Reparatur unter Garantiebedingungen. Legen Sie eine Beschreibung des Problems bei. Wir werden vor jeglicher Arbeit an der Uhr einen Kostenvoranschlag für jegliche Bauteile und Arbeitszeit, die nicht von der Garantie umfasst wird, zukommen lassen.

VERZICHTSERKLÄRUNG:

Global Assistive Devices, Inc. ist unter keinen Umständen haftbar für besondere, beiläufig entstandene, indirekte, oder Folgeschäden jeglicher Art, einschließlich jedoch nicht ausschließlich Schäden für Sachverluste, Körperverletzung, Verletzung der Privatsphäre, Unterlassung, Fahrlässigkeit, und jegliche anderen Schäden jeglicher Art, die auf jeglichen Grund entstehen, selbst wenn Global Assistive Devices, Inc. über die Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurde. Diese Haftungsfreistellung bezieht sich auf jegliche Schäden oder Verletzungen, unter anderem jedoch nicht ausschließlich auf solche, die durch eine Fehlfunktion des Produktes entstanden. Die Verantwortung für die Auswahl, Sicherheit, und Eignung für jegliches Produkt liegt beim Verbraucher. Umstände oder Konsequenzen auf Grund oder im Zusammenhang mit dem Einsatz oder der Unfähigkeit eines Einsatzes unserer Produkte liegen in der Verantwortung des Verbrauchers. Global Assistive Devices, Inc. kann auf keine Weise haftbar gemacht werden.

GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC.
Oakland Park FL 33334 USA
www.GlobalAssistive.com
www.VibraLITE.com